

	Teléfono		HC-05	
	Tx →	Rx ←	← Tx	→ Rx
1	Se conecta al HC y manda "NewDevice_"			
2				"NewDevice_"
3			Una vez conectado, envía periódicamente la información en formato "XX_YY_ZZ", donde XX es las pulsaciones, YY el porcentaje de oxígeno y ZZ la temperatura en °C	
4		Se recibe el string de valores "XX_YY_ZZ"		
5	Se devuelve un "DeviceAck_"			
6				Recibe el "DeviceAck_". Si no llega en 3 seg, se toma como que se desconectó y se dejan de enviar datos

Tabla **Error! No text of specified style in document.** 1